


Cintas auxiliares concebidas para fixar e estabilizar o tronco, promovendo uma postura correcta que permita a passageiros com necessidades especiais viajarem confortavelmente e instalarem-se na posição adequada para assegurar que o cinto de segurança desempenha plenamente a sua função.

Características Gerais dos produtos:

- Auxiliam a fixação do tronco e impedem que o passageiro se incline para a frente, para os lados ou deslize para baixo. Podem ser instalados em todos os veículos que tenham uma fresta entre o assento e as costas do banco (inclusive em cadeiras de rodas e bancos de crianças).

- Podem ser instalados nos bancos da frente ou nos da 2ª fila (nalguns destes bancos é necessária uma adaptação especial).


Fixação dorsal – Constitui a peça base utilizada em todas as cintas. Deve ser ajustada firmemente ao banco.




Cinta torácica – Utilizada para amparar a parte superior do tronco e evitar que o passageiro tombe para a frente ou para os lados.




Arnês com duplo suporte de ombros – Tem uma função semelhante à da cinta torácica mas é mais envolvente, assegurando uma maior sustentação na zona dos ombros; as faixas laterais são fixadas por intermédio de fivelas.



Cinta Pélvica em T – É utilizada para fixar a região da bacia no assento para assegurar uma postura estável e correcta. Justifica-se em situações de passageiros com hiperactividade ou que tenham tendência para deslizar.



Cinta Pélvica + Arnês combinados – É uma combinação das duas cintas descritas anteriormente com as fivelas na parte frontal e não lateralmente.



ATENÇÃO: Os produtos apresentados NÃO SUBSTITUEM os cintos de segurança devendo serem sempre utilizados em simultâneo com este



Certificado CE